

Rejet du CO₂ par le muscle de Ver de terre


Matériel :

- 2 béchers
- 1 flacon d'eau de chaux
- 1 flacon d'eau distillée
- Le liquide physiologique dans lequel le muscle de Ver de terre a baigné

Protocole :

- Dans le bécher témoin, verser de l'eau distillée
- Verser ensuite de l'eau de chaux
- Dans le bécher test, verser du liquide physiologique dans lequel a baigné le muscle de Ver de terre
- Verser ensuite de l'eau de chaux

Photo :



SCHEMA DE LA REVELATION DU DIOXYDE DE CARBONE EN PRESENCE D'UN MUSCLE

Trucs et astuces :

- Pour plus de visibilité des résultats vous pouvez mettre un peu de bicarbonate de sodium (NaHCO₃) dans le test
- Voir la fiche technique pour la [dissection du Ver de terre](#)
- Voir fiche technique pour la [préparation du liquide physiologique](#)